

Wondfo

# 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)

Please scan the QR code to watch the demonstration video.



## WHAT DOES THE KIT TEST?


Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) is a rapid test that is used for laymen of detecting novel coronaviruses (2019-nCoV) N protein antigen extracted from the nasal swab specimen. It is intended as an aid in the diagnosis of coronavirus infection disease (COVID-19) for symptomatic patients within 7 days after onset of symptoms, which is caused by 2019-nCoV.

For *in vitro* diagnostic use only. For self-testing use.

According to usability study on laymen use, the test can be correctly performed for anyone age over 18. However, nasal swab specimen from individuals aged below 18 years old should be collected and performed by another adult. While the users age over 75 should be aware of the removal of their nasal swab or have nasal swabs assist.

## MAKE SURE YOUR TEST KIT CONTAINS

1. Sealed Pouch
2. Extraction Buffer
3. Disposable Sterile Swab
4. Biohazard Waste Bag
5. Instruction for Use
6. Tube Rack (in the outer box)



## Specifications

Components	REF	W634P0024	W634P0028	W634P0029
Sealed Pouch(pcs)		1	2	3
Extraction Buffer		1	2	3
Disposable Sterile Swab (pcs)		1	2	3
Biohazard Waste Bag (pcs)		1	2	3
Instruction for Use (pcs)		1	1	1

Components	REF	W634P0025	W634P0026	W634P0027
Sealed Pouch(pcs)		5	10	20
Extraction Buffer		5	10	20
Disposable Sterile Swab (pcs)		5	10	20
Biohazard Waste Bag (pcs)		5	10	20
Instruction for Use (pcs)		1	1	1

**WHAT ELSE DO YOU NEED?** — Timer or watch.

## WARNING AND PRECAUTION

1. Read the instruction for use completely before using the product. Follow the instructions carefully. Failure to do so may result in an inaccurate result.
2. This kit is for external use only, do not swallow.
3. Avoid getting the buffer solution into the eyes or skins.
4. Keep out of reach children.
5. The test kit is for single use only, do not reuse any components of the test kit.
6. Do not use this test beyond the expiration date printed on the outer package. Always check expiry date prior to testing.
7. Do not touch the reaction area of the test cassette.
8. Do not use the kit if the pouch is punctured or not well sealed.
9. DISPOSAL: All specimens and the used-kit has the infectious risk. Discard all the test components in the provided biohazard waste bag after use. The process of disposing the diagnostic kit must follow the local, state and federal infectious disposal laws/regulations.
10. Do not eat, drink or smoke in the area where handling specimens or test kits.

## STORAGE AND STABILITY

1. The test kit should be stored at 2-30°C (storage in refrigerator is permitted). Do not store the kit in the freezer. Improper storage may result in an inaccurate result.
2. The test cassette is sensitive to humidity and temperature. Once removed from foil pouch, test cassette is stable for up to 1 hour.
3. The test kit is stable until the expiration date printed on outer package. Do not use it beyond the expiration date.
4. The test cassette must remain in the sealed pouch until use.


## HOW TO USE THE TEST?

Choose a location to do this test where it can sit UNDISTURBED for 20 minutes. Bring the test components to room temperature (10~30°C).


1. Wash and dry hands before you begin to perform the test.
2. Please check the expiration date printed on the BOX. Do not use it beyond the expiration date.




3. Take out the Extraction Buffer Tube, unscrew the lid and place the tube in the tube rack (The tube rack is in the outer box, see below).



4. Take out the Test Cassette from sealed pouch and lay it flat.



5. Remove the swab from the container, being careful NOT to touch the soft end, which is the absorbent tip.




6. Carefully insert the ENTIRE absorbent tip of the swab into your nostrils.

7. Slowly sample the nasal wall by rotating the swab in a circular path 5 times against the nasal wall. Slowly remove

swab from the nostril. Repeat the same process with the same swab in the other nostril.

**NOTE:** This step should take approximately 15 seconds, ensuring to collect mucous and cells.

**NOTE:** Simply twirling the swab against one part of the inside of the nose or leaving the swab in the nose for 15 seconds is not a proper technique and may result in an insufficient sample.




**CAUTION: If the swab stick breaks during specimen collection, repeat specimen collection with a new swab.**


8. Insert the swab into the Extraction Buffer Tube and immerse the entire tip of swab into the Extraction Buffer. Rotate about 10 times and squeeze the absorbent tip through the lower buffer tube.




9. Snap off the swab at the break point, leave the swab tip in the tube, cap the lid and leave the tube on the tube rack for 1 minute.




10. Unscrew the small cap at the top of the Extraction Buffer Tube. Lay the Cassette flat and add 4 drops processed specimen into the sample well.




11. Wait for 15 minutes and read the results. Do not read results after 20 minutes.



12. After test is completed, put all test kit materials into the biohazard waste bag and dispose it according to the local biohazard waste disposal policy.



13. Re-apply hand sanitizer.




## HOW TO READ THE RESULTS?

### Positive Result


Two red lines will appear. One on the top half and one on the bottom half. COVID-19 was detected. (Please see Q5 for details)

**NOTE:** It does not matter if one of the lines that make up the test line (T) is lighter or darker than the other; the result is "Positive".




### Negative Result

A single red line on the top half. COVID-19 was not detected. (Please see Q6 for details)



### Invalid Result

If you see no line appearing on the top half, the test is invalid. It is recommended to repeat the test from collecting a new disposable sterile swab.



## QUESTION & ANSWER

### Q1. How does the Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) work?

The Wondfo 2019-nCoV Antigen Test is an antigen test that is to detect the presence of protein fragments (antigen) from the 2019-nCoV in nasal swab specimen.

### Q2. What is the difference between a COVID-19 antigen, molecular, and antibody test?

There are different kinds of tests for diagnosing COVID-19. Molecular tests (also known as PCR tests) detect genetic material from the virus.

The Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method) is an antigen test which detects small parts or proteins from the virus. Antigen tests are very specific for the virus but are not as sensitive as molecular tests. Another type of test is an antibody test. A COVID-19 antibody test detects antibodies that have been made by your immune system in response to a previous COVID-19 infection.

### Q3. Will this test hurt?

No, the disposable sterile swab is not sharp and it should not hurt. Sometimes the swab can feel slightly uncomfortable or tickly.

### Q4. Why do I swab both nostrils?

Swabbing both nostrils gives you the best chance of collecting sufficient sample to generate an accurate result. It has been observed in some cases that only one nostril has detectable virus, so it is important to collect from both nostrils. Correct swabbing is important to obtain a correct result.

### Q5. What does it mean if I have a positive test result?

A positive result means that you may have COVID-19 disease. Please contact your doctor for further medical suggestion. It is likely you will be asked to isolate yourself at home to avoid spreading the virus to others, wear a face mask when recommended and wash your hands regularly with soap and water. A positive result does not in any way guarantee that you are or will be immune and therefore cannot (or can no longer) become infected.

### Q6. What does it mean if I have a negative test result?

A negative result means the virus that causes COVID-19 was not found in your sample. A negative test result does not guarantee that you do not or have never had COVID-19, nor does it confirm whether or not you are currently contagious. Do you have cold symptoms in addition to the negative at-home test? Since the at-home test does not provide complete certainty, you should assume that you have COVID-19. You can contact your doctor to find out if another test is needed. In the meantime, try to avoid leaving your home and have as little contact as possible with others, including the people you live with. Use disposable tissues and throw them straight in the bin. Sneeze and

cough into the crook of your elbow. Wash your hands regularly and wear a face mask. Are your symptoms getting worse (difficulty breathing, high fever, etc.)? Contact your doctor/health provider immediately.

### Q7. How accurate is the Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)?

The test has been shown in field clinical evaluations performed by professional health care persons to correctly identify 99.84% (622 out of 623) of 2019-nCoV negative samples (known as the test's specificity). Further, in field clinical evaluations conducted in Germany and US, the test correctly identified 100% (129/129) 2019-nCoV negative samples when performed by self test users. The test has also been shown in field clinical evaluations performed by professional health care persons to correctly identify 91.63% (230 out of 251) of 2019-nCoV positive samples (known as the test's sensitivity). Further, in field clinical evaluations conducted in Germany and US, the test correctly identified 89.66% (26/29) of 2019-nCoV positive samples when performed by self test users.

### Q8. Is there any chance that I get a "false" negative result with this test?

It is possible for this test to give an incorrect negative (false negative) result\*. This means that you could still have COVID-19 even though the test result is negative. If your result is negative and you still experience symptoms related to COVID-19, such as fever, cough and/or shortness of breath, you should seek help from your healthcare provider.

### Q9. Is there any chance that I get an incorrect positive result?

There is a very small chance that this test gives you a positive result that is incorrect (false positive). If you get a positive result, you should self-isolate and seek medical help from your healthcare provider.

### Q10. I have used the test but no colored band appears at control line (C). What should I do?

If there is no colored band appears at control line (C) within 15 minutes of performing the test, then the test has not worked. You should test again, using a new test, taking care to follow the instruction.

### Q11. Can any medication or medical conditions affect the results?

Yes. It may affect your test result, consult your doctor, and always read the manufacturers' instructions for any medication you are taking before conducting the test.

### Q12. What are the possible risks of this test?

Possible Risks:  

- Discomfort during the sampling
- Incorrect test results (see Interpreting Results and Limitations Sections).

## BIBLIOGRAPHY

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Interim

Guidelines for Collecting, Handling, and Testing for Patients with Suspected Novel Influenza A (H1N1) Virus Infection. Available online at: <https://www.cdc.gov/h1n1flu/specimencollection.htm>

2. Song F, Zhang X, Zha Y, Liu W. COVID-19: Recommended sampling sites at different stages of the disease. *J Med Virol.* 2020;92(9):1383-1385. doi:10.1002/jmv.25892.

3. Tu YP, O'Leary TJ. Testing for Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2: Challenges in Getting Good Specimens, Choosing the Right Test, and Interpreting the Results. *Crit Care Med.* 2020;48(11):1680-1689. doi:10.1097/CCM.0000000000004594.

## INDEX OF SYMBOL

	Do Not Reuse



</tbl



# 2019-nCoV Antigen Test (Kaedah Aliran Lateral)

Untuk video demonstrasi sila imbas QR kod berikut.



## APAKAH TUJUAN KIT UJIAN ?


Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Kaedah aliran lateral) adalah kit ujian pantas yang digunakan untuk orang awam untuk mengesan antigen protein koronavirus (2019-nCoV) yang diekstrak dari sampel rongga hidung. Kit ujian ini bertindak sebagai bantuan awal dalam mendiagnosa penyakit jangkitan koronavirus (COVID-19) terhadap pesakit yang mempunyai simptom dalam tempoh 7 hari selepas mengalami gejala yang disebabkan oleh 2019-nCoV

Untuk kegunaan *in vitro* diag nostik sahaja Kit ujian kendiri ini kegunaan orang awam

Menurut ujian kebolehgunaan terhadap orang awam, ujian ini dapat diakui dengan betul untuk setiap sahaja yang berumur 18 tahun ke atas. Walau bagaimanapun sampel rongga hidung dari individu yang berumur 18 tahun keatas boleh diambil dan dilakukan oleh orang dewasa yang lain. Semestara pengguna yang berumur 75 tahun ke atas patut berhati-hati melakukan sampel swab hidung ataupun meminta pertolongan dan orang.

## PASTIKAN KIT UJIAN MENGANDUNG

1. Pek ujian.
2. Ekstrak Buffer
3. Steril Swab pakai buang
4. Beg Biokeselamatan pakai buang
5. Risalah pengguna
6. Rak Tiub (di luar kotak)



## Spesifikasi:

Komponen	W634P0024	W634P0028	W634P0029
Pek ujian.	1	2	3
Buffer pengekstrak	1	2	3
Swabsteril pakai buang	1	2	3
Beg Sisa Biokeselamatan pakai buang	1	2	3
Risalah Arah Pengguna	1	1	1

3. Tu YP, O'Leary TJ. Testing for Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2: Challenges in Getting Good Specimens, Choosing the Right Test, and Interpreting the Results. Crit Care Med. 2020;48(11):1680-1689. doi:10.1097/CCM.0000000000004594.

SIMBOL INDEKS	Jangan guna semula	Risalah arahan pengguna	Tarikh lput
	Jangan guna semula		Risalah arahan pengguna
	Tarikh dilakangkan		Simpian di tempat yang kering
	Jauhkan dari cahaya matahari		Pengilang
	Kuantiti kit ujian		Untuk kegunaan in vitro diagnostik
	Penyimpanan		Pihak perwakilan

Guangzhou Wondfo Biotech Co.,Ltd.  
No. 8 Lizishan Road, Science City, Luogang District, 510663 Guangzhou, P.R.China  
Tel: 0086-20-3229-9890 0086-20-3229-9786  
Website: www.wondfo.com.cn E-mail: service@wondfo.com.cn

Wakil Pengedar Sah (Malaysia):  
Medical Innovation Ventures Sdn. Bhd. (Co. No. 988633-U),  
1st Floor, Plot 88f, Lintang Bayan Lepas 10,  
Bayan Lepas Industrial Park, Phase 4,  
11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia.  
Phone: +604-305 2730 Fax: +604-305 2730  
Email: sales@mediven.com.co

## Pembekal swab steril pakai buang

1. Miraclean Technology Co., Ltd. CE 0197 (according to Directive 93/42/EEC) No.18, Rongshuxia Industrial Zone Tongle Community, Longgang District Shenzhen 518116 Guangdong China  
EC representative name: Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro EC representative address: Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Germany

2. Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. CE 0197 (according to Directive 93/42/EEC) Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R.China EC representative name: Lins Service & Consulting GmbH  
EC representative address: Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg, Germany

3. Medico Biomedical Technology Co., Ltd. CE 0413 (according to Directive 93/42/EEC) Room 201 of Building 14th and Building 17th, Hengyi Lane, Yuanhu Road, Zhangbei Industrial Park, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China EC representative name: Wellkang Ltd  
EC representative address: Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Rd, Derry, BT48SE, N. Ireland, UK

4. Jiangsu Hanheng Medical Technology Co., Ltd. CE 0197 (according to Directive 93/42/EEC) 16-B4, #1 North Qingyang Road, Tanning District, 213017 Changzhou, Jiangsu, China  
17-EC representative name: Luxus Lebenswelt GmbH  
18-EC representative address: Kochstr. 1, 47677, Willich, Germany

5. Shenzhen KangDaAn Biological Technology Co., Ltd. CE 0197 (according to Directive 93/42/EEC) East-1, 3rd floor, Building 2, Shunhe Factory Luxiandong industrial zone, Xili street Nanshan district, Shenzhen 518055 Guangdong P.R. China  
EC representative name: Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro EC representative address: Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Germany

6. Shenzhen KangDaAn Biological Technology Co., Ltd. CE 0197 (according to Directive 93/42/EEC) East-1, 3rd floor, Building 2, Shunhe Factory Luxiandong industrial zone, Xili street Nanshan district, Shenzhen 518055 Guangdong P.R. China  
EC representative name: Share Info Consultant Service LLC Repräsentanzbüro EC representative address: Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf Heerder Lohweg 83, 40549 Düsseldorf, Germany


Rev. A2  
Rel.:2021/05/28

# 2019-nCoV Antigen Test (Kaedah Aliran Lateral)


Untuk video demonstrasi sila imbas QR kod berikut.




3. Keluarkan tiub buffer pengekstrak, buka penutup dan letak tiub di rak tiub (di luar kotak).



4. Keluarkan kaset ujian dari beg tertutup dan letakkan di atas permukaan rata.



5. Keluarkan swab dari pembalut plastik dengan berhati-hati supaya TIDAK menyentuh bahagian hujung lembut swab yang merupakan tempat penyeraian sampel.



6. Masukkan bahagian hujung lembut swab secara KESELURUHAN ke dalam rongga hidung anda. Ambil sampel dari permukaan dinding hidung dengan memutarkan swab sebanyak lima kali. Perlahan-lahan keluarkan swab sampel dari rongga hidung. (Langkah ini akan mengambil masa lebih kurang 15 saat untuk memastikan cecair dan sel hidung berjaya diambil).

NOTA: Langkah ini akan mengambil masa lebih kurang 15 saat untuk memastikan cecair dan sel hidung berjaya diambil.

7. Jangan menggunakan kit ujian jika sudah melebihi Tarikh lput. Sentiasa semak tarikh lput sebelum menjalankan ujian.

8. Jangan sentuh kawasan lindas balas pada kit ujian.

9. PELUPUSAN: Semua sampel dan kit ujian mempunyai risiko jangkitan. Buang semua komponen ujian kedalam beg biokeselamatan yang disertakan selesa guna. Proses pelupusan diagnostik kit mestilah mengikut undang -undang/ peraturan pelupusan yang ditetapkan oleh jabatan yang berkaitan.

10. Jangan gunakan, minum atau merokok semasa mengendalikan sampel atau kit ujian.

11. Imbas kod QR di atas untuk pautan halaman MySejahtera Helpdesk.

12. Setelah ujian selesai, masukkan kesemuah bahan kit ujian ke dalam beg sisa Biohazard dan buang sisa Biohazard mengikut polisi pembuangan sisa Biohazard tempatan.

13. Sembur semula pembersihan tangan.

## BAGAIMANA MENGINTERPRETASI KEPUTUSAN UJIAN?

### Keputusan Positif

Dua garis merah akan terlihat. Satu pada bahagian (C), satu pada bahagian (T). Ini menunjukkan COVID-19 dikesan. (Sila rujuk S5 untuk keterangan).

NOTA: lanya tidak menjadi masalah sekiranya salah satu garis yang membentuk garis keputusan (T) samar atau gelap daripada yang lain, keputusan adalah "Positif".

- Jika keputusan positif diperoleh, maklumkan kepada Kementerian Kesihatan sama ada melalui notifikasi kendiri dalam sistem MySejahtera atau hubungi Pejabat Kesihatan Daerah secara terus.

- Individu yang didapati positif Covid-19 perlu menghubungi Pusat Penilaian COVID-19 (<http://covid-19.moh.gov.my/hotline>) yang berhampiran untuk pemberitahuan dan mendapatkan nasihat untuk tindakan lanjut.



## HAD PROSEDUR PENGUNAAN

1. Kit ini bertujuan untuk mengesan antigen 2019-nCoV dalam sampel swab hidung manusia.

2. Kegagalan untuk mengikuti arahan prosedur ujian boleh menjadikan prestasi ujian dan/atau menghasilkan keputusan yang tidak sah.

3. Membaik keputusan ujian dalam masa kurang 15 minit atau lebih dari 20 minit boleh menghasilkan keputusan yang salah.

4. Proses pengumpulan sampel akan mempengaruhi ketepatan ujian seperti pengumpulan dan penyimpanan sampel yang tidak betul, dll.

5. Kit ujian ini adalah ujian qualitatif. Seperti mana prosedur diagnostik, diagnosis jangkitan 2019-nCoV hanya boleh diambil oleh doktor dengan penilaian semula ujian klinikal dan makmal.

6. Keputusan negatif mungkin berlaku jika tahap antigen di dalam sampel berada di bawah had pengesanan ujian, atau dari proses pengumpulan sampel yang tidak tepat. Keputusan negatif tidak menunjukkan pengecualian jangkitan virus 2019-nCoV yang lain.

7. Keputusan positive tidak megecualikan jangkitan virus 2019-nCoV yang lain dan tidak dikenal pasti sebagai subjenis virus 2019-nCoV, seperti virus SARS-CoV.

8. Keputusan negatif tidak mengesampingkan jangkitan koronavirus dan tidak mengesahkan anda dari peraturan kawalan penyebaran virus COVID-19. (Seperti sekatan kontak dan langkah-angkah perlindungan).

## SOALAN DAN JAWAPAN

### Q1: Bagaimana Kit Ujian Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Kaedah aliran lateral) berfungsi?

Kit ujian Wondfo 2019-nCoV Antigen Test berfungsi untuk mengesan kehadiran antigen virus 2019-nCoV dalam sampel swab hidung.

### Q2: Apakah perbezaan diantara antigen COVID-19, ujian molekul, dan antibodi?

Terdapat pelbagai jenis ujian untuk mendiagnosa COVID-19. Ujian molekul (dikenali sebagai ujian PCR) mengesan bahan genetik dari virus. Kit ujian Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Kaedah aliran lateral) adalah ujian antigen yang mengesan bahagian kecil atau protein dari virus. Ujian antigen sangat sensitif mengenai keputusan yang tepat. Dalam beberapa kes, hanya satu rongga hidung yang mengandungi virus, jadi penting untuk melakukan proses pengumpulan sampel dari dua rongga hidung. Proses pengumpulan yang betul penting untuk mendapatkan keputusan yang tepat.

### Q3: Apakah ujian ini menyakitkan?

Tidak, swab yang digunakan tidak tajam dan tidak akan menyebabkan luka. Namun, boleh menyebabkan ketidakselesaan pada sesetengah keadaan.

### Q4: Mengapa perlu mengambil sampel dari kedua-dua rongga hidung?

Mengambil sampel dari kedua-dua rongga hidung akan menghasilkan pengumpulan sampel yang mencukupi untuk mendapatkan keputusan yang tepat. Dalam beberapa kes, hanya satu rongga hidung yang mengandungi virus, jadi penting untuk melakukan proses pengumpulan sampel dari kedua rongga hidung. Proses pengumpulan yang betul penting untuk mendapatkan keputusan yang tepat.

### Q5: Keputusan Negatif

Hanya satu garis merah kelihatan di bahagian (C). Ini menunjukkan COVID-19 tidak dikesan. (Sila rujuk S6 dalam Risalah Arah Pengguna untuk keterangan)

### Q6: Apakah maksud sekiranya saya mendapat keputusan positif?

Keputusan positif menunjukkan bahawa anda mungkin mempunyai jangkitan COVID-19. Sila hubungi doktor perubatan anda untuk mendapatkan cadangan rawatan lanjut. Anda kemungkinan akan diminta untuk mengasingkan diri di dalam rumah untuk melaksanakan penyebaran virus kepada orang lain, pakai penutup muka dan basuh tangan dengan kerap menggunakan sabun dan air. Keputusan positif tidak menjamin bahawa anda akan menjadi imun dan jangkitan dan tidak akan kembali mendapat jangkitan.

### Q7: Apakah kepentingan risiko ujian ini?

Kemungkinan risiko yang dihadapi

- Ketidakselesaan semasa pengambilan sampel
- Keputusan ujian yang tidak betul (sila rujuk bahagian interpretasi ujian)

## BAGAIMANA MENGINTERPRETASI KEPUTUSAN UJIAN?

Keputusan negatif bermaksud virus yang menyebabkan COVID-19 tidak dijumpai dalam sampel anda. Keputusan negatif tidak menjamin bahawa anda tidak pernah mengidap COVID-19. Oleh kerana ujian kendiri tidak memberi kepastian sepenuhnya, anda harus menganggap bahawa anda mungkin mempunyai COVID-19. Anda boleh menghubungi doktor perubatan anda untuk perunding kesihatan anda.

Q7: Sejauh mana ketepatan kit ujian Wondfo 2019-nCoV Antigen Test (Lateral Flow Method)?

Keputusan ujian yang telah dijalankan oleh profesional dalam penjagaan kesihatan melalui penilaian klinikal lapangan menunjukkan ketepatan 99.84% dengan keputusan 622 daripada 623 sampel 2019-nCoV negatif (dikenali sebagai ujian kehususannya). Tambahan, ujian klinikal lapangan telah dijalankan oleh pengguna ujian kendiri di Jerman dan AS, dengan keputusan ketepatan 100% (129/129) sampel negatif 2019-nCoV. Ujian yang sama juga telah dilaksanakan oleh profesional dalam penjagaan kesihatan dengan ketepatan 91.63% (230/251) sampel positif 2019-nCoV (dikenali sebagai ujian kepekaan) dan keputusan ketepatan 89.66% (26/29) apabila diuji oleh pengguna ujian kendiri.

Q8: Adakah saya berkesempatan untuk mendapat keputusan negatif "palsu" dengan menggunakan kit ujian ini?

Kit ujian ini berkesempatan untuk memberikan keputusan negatif yang masih mengalami kesalahan. Sekiranya keputusan adalah negatif dan masih mengalami